

Le **TRUBABY X** est un mannequin ultra-réaliste avec l'apparence, le poids, la taille et les mouvements d'un nourrisson de 6 mois.

Il est dédié à l'enseignement des compétences pratiques directement observées (Direct Observation of Procedural Skills ou DOPS), les soins avancés de réanimation pédiatrique (SARP) et la médecine d'urgence critique, y compris la gestion des voies aériennes des nourrissons.



## CARACTÉRISTIQUES & AVANTAGES

### RÉALISTE & IMMERSIF

Les mouvements précis, la présence des espaces intercostaux, des repères vertébraux palpables et des voies aériennes AirSim X offrent une formation efficace aux procédures d'urgences.

### PÉDAGOGIQUE

L'anatomie réaliste permet la pratique de compressions, de canulations intraveineuses sur la main, le bras et le pied avec un retour de sang et de nombreux autres gestes d'intervention. Le mannequin offre la possibilité d'interchanger les organes génitaux masculins et féminins pour un enseignement complet.



### MOBILE & FACILE À UTILISER

Livré dans une malette, il est facilement transportable et pratique à ranger. Déjà assemblé, le mannequin de simulation est prêt à l'usage dès réception.

### PLURIDISCIPLINAIRE

Il s'adresse à un large public - étudiants et praticiens - dans différentes spécialités telles que la médecine d'urgence, la chirurgie ou le secourisme.

### RÉSISTANT & DURABLE

Les voies aériennes AirSim X sont certifiées pour pratiquer plus de 20 000 cycles d'intubation et bénéficient d'une garantie de 5 ans.

## COMPÉTENCES TRAVAILLÉES

- Gestion des voies respiratoires
- RCP
- Canulation veineuse périphérique (bras, main, pied)
- Ponction lombaire
- Insertion d'un cathéter PICC
- Thoracentèse à l'aiguille pour pneumothorax sous tension (2e et 5e espace intercostal)
- Drain thoracique (air seulement)
- Perfusion intra-osseuse (IO) (tibia)
- Cathétérisme urétral

Désignation	Référence	Tarif € HT	Tarif € TTC
Mannequin Trubaby X et l'ensemble de ses accessoires	TCP-TB10001X	6 908,00	8 289,60



**Twin Medical**  
21 rue Paul Pousset  
49130 Les Ponts-De-Cé  
Tel. +33(0)2 41 05 82 91

[www.twin-medical.com](http://www.twin-medical.com)  
[info@twin-medical.com](mailto:info@twin-medical.com)



Scannez ce code  
et retrouvez nos  
vidéos

