



twinn
medical

**MANNEQUINS DE
MANUTENTION**

MANNEQUINS DE MANUTENTION

Depuis plus de 30 ans, nos mannequins Ruth Lee se sont imposés comme l'outil pédagogique de référence dans les formations à la **manutention**.

Les mannequins offrent une représentation réaliste de victimes **standards, pédiatriques, obèses, en situation d'évacuation d'urgence** et **enceintes**.



UN RÉALISME TOTAL

La répartition anatomiquement correcte des poids du mannequin couplée aux articulations précises simulent parfaitement un patient à mobilité réduite ou inconscient.

UNE DURABILITÉ EXTRÊME

Tous nos mannequins, excepté celui dédié à l'évacuation d'urgence, sont fabriqués avec le même matériau que les gilets pare-balles équipant les forces de l'ordre. Ils sont ignifugés et offrent une résistance unique à l'usure et à l'abrasion.



MANNEQUIN DE MANUTENTION CLASSIQUE

La solution idéale pour la formation des professionnels de santé **aux gestes et postures à adopter lors d'une manutention ou d'un transfert de patient**.



MANNEQUIN BARIATRIQUE DE MANUTENTION

L'obésité est un problème croissant dans le monde entier : ce mannequin est particulièrement adapté pour les manœuvres des **patients obèses** grâce à la gamme bariatrique de 90, 180 ou 260 kg.




MANNEQUIN ÉVACUATION D'URGENCE

Parfait pour garantir la réussite d'une **évacuation d'urgence** et minimiser le risque de blessure du personnel et des victimes.



VESTE FEMME ENCEINTE

La veste femme enceinte transforme votre mannequin de manutention en **un mannequin de femme enceinte (4 à 6 mois)**. Elle offre une représentation réaliste pour des scénarios adaptés aux besoins spécifiques des victimes enceintes.



NOUVEAU

MANNEQUIN PÉDIATRIQUE

C'est l'outil de formation essentiel pour les équipes qui souhaitent se former à manipuler et à déplacer **des jeunes victimes**.

MANNEQUIN DE MANUTENTION CLASSIQUE 30KG | 50KG

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES



- Une **colonne vertébrale en plastique** intégrée au mannequin lui permet de se maintenir en position assise et **des bandes plastique dans la cuisse** reproduisent une flexion réaliste
- Modulable : **ses bras et ses jambes sont détachables** (au niveau de l'épaule et du genou) pour pouvoir reproduire un patient amputé lors des formations et/ou faciliter son transport
- Les **articulations du corps sont souples** pour éviter les risques de blessure lors de la manutention du mannequin
- Des **bandes velcro situées au niveau des poignets** permettent de reproduire plusieurs positions.
- Le mannequin de 30 kg est fourni **avec des pieds lestés** (avec une adhérence supplémentaire sur les semelles et destinés au travail au lit ou à l'utilisation d'un fauteuil roulant) **et non lestés** (destinés au travail en écharge ou en harnais)
- Le mannequin de 50 kg est fourni uniquement **avec des pieds lestés**



MANNEQUIN BARIATRIQUE DE MANUTENTION 90KG | 180KG | 260KG

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Matériau **solide et imperméable**, ce qui le rend adapté à tous les scénarios
- Conçu pour obtenir une «fluidité de mouvement» pour **une manipulation plus réaliste**
- Peut être porté par **une équipe de 4 à 6 personnes**
- Livraison complète comprenant **des bottes, un pyjama bariatric et une housse de transport**

MANNEQUIN ÉVACUATION D'URGENCE 25KG

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES



- Ce mannequin **plus léger** est idéal pour l'enseignement et **facilement transportable**
- Une solide sangle fixée au dos **facilite sa mobilisation**
- Les **articulations du corps sont souples** pour éviter les risques de blessure lors de la mobilisation du mannequin
- Livraison comprenant des **bottes souples remplaçables et un pyjama lavable**

MATÉRIAUX SPÉCIAUX

Construit dans un matériau résistant ; à la fois ignifugé et anti-bactérien ; il est idéal pour les environnements médicaux et de soins d'urgence.



VESTE FEMME ENCEINTE (4 - 6 MOIS)

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- S'adapte à n'importe quel mannequin de manutention adulte (sauf la gamme bariatrique) pour simuler le corps d'une femme enceinte
- Très léger (< 1kg) et facile à installer (< 1 min) grâce aux sangles en polypropylène, elle est idéale pour la formation à la manutention des victimes enceintes

MATÉRIAUX SPÉCIAUX

Construit dans un matériau résistant et ignifugé; elle est idéale pour les environnements médicaux et de soins d'urgence. Le ventre et la poitrine ont été fabriqués à partir d'une combinaison de rembourrage matelassé et de mousse.

NOUVEAU

MANNEQUIN PÉDIATRIQUE 5KG | 10KG | 20KG

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Une solide sangle fixée au dos **facilite sa mobilisation**
- Livré avec des **bottes**, qui peuvent être facilement remplacées si elles sont endommagées.
- Les **articulations du corps sont souples** pour éviter les risques de blessure lors de la mobilisation du mannequin

MATÉRIAUX SPÉCIAUX

Construit dans un matériau solide et hydrofuge, ce qui le rend adapté à tous les scénarios, qu'ils soient humides ou sales utilisant des matières dangereuses (HAZMAT) et produits chimiques, biologiques, radiologiques et nucléaires (CBRN).

“ Nos mannequins de manutention ont été conçus avec des experts pour s'assurer qu'ils répondent aux **exigences de leur formation**, offrant un **entraînement efficace et réaliste**, sans aucun risque pour l'utilisateur. ”

RETROUVEZ TOUTES LES VIDÉOS



	Référence	Taille (cm)	Poids (kg)	Tarif € HT	Tarif € TTC
Mannequin de Manutention Classique 30kg	RTH-RLNPH30	165	30	1 650	1 980

Mannequin de Manutention Classique 50kg	RTH-RLNPH50	165	50	1 850	2 220
---	-------------	-----	----	-------	-------

	Référence	Taille (cm)	Poids (kg)	Tarif € HT	Tarif € TTC
Mannequin Bariatrique de Manutention 90kg	RTH-RLN90B	180	90	3 960	4 752
Mannequin Bariatrique de Manutention 180kg	RTH-RLN180	180	180	4 500	5 400
Mannequin Bariatrique de Manutention 260kg	RTH-RLN260	180	260	5 090	6 108

	Référence	Taille (cm)	Poids (kg)	Tarif € HT	Tarif € TTC
Mannequin Évacuation d'Urgence 25kg	RTH-RLNEE	180	25	980	1 176

	Référence	Poids (kg)	Tarif € HT	Tarif € TTC
Veste femme enceinte	RTH-MSPV	1	610	732

	Référence	Taille (cm)	Poids (kg)	Tarif € HT	Tarif € TTC
Mannequin Pédiatrique - Bébé 5kg	RTH-RLN5	70	5	620	744
Mannequin Pédiatrique - Enfant 10kg	RTH-RLN10	90	10	810	972
Mannequin Pédiatrique - Enfant 20kg	RTH-RLN20	130	20	1 000	1 200

“JAMAIS LA PREMIÈRE FOIS SUR LE PATIENT”

Twin Medical est une entreprise française créée en 2012 avec l'idée que l'enseignement en santé devait bénéficier des nouvelles technologies de simulation pour former nos futurs médecins, chirurgiens ou infirmiers.

Les outils pédagogiques que nous proposons sont disruptifs, leurs bénéfices sont scientifiquement prouvés et ils accompagnent les professionnels de santé dans leurs courbes d'apprentissage depuis les compétences fondamentales (formation initiale) jusqu'aux gestes et situations les plus complexes (formation continue).

Au-delà des qualités uniques de nos simulateurs et mannequins, la force de Twin Medical réside dans l'obsession de son équipe à apporter l'expertise, la formation et l'accompagnement attendus par ses utilisateurs.

Votre objectif est notre mission : **délivrer le meilleur et le plus sûr des soins à votre patient.**

Twin Medical
21 rue Paul Pousset
49130 Les Ponts-De-Cé
Tel. + 33 (0) 2 41 05 82 91



www.twin-medical.com
info@twin-medical.com

